



NOTA INFORMATIVA

Data: 23/08/2021 Rev: 00 **Denominazione: REFLEXX N81**

FABBRICANTE

REFLEXX SpA

Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN)

Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504

info@reflexx.com www.reflexx.com



	Imballo			
Cod./Taglie	Confezione	Cartone		
N81/S	8032891630075	8032891635070		
N81/M	8032891630082	8032891635087		
N81/L	8032891630099	8032891635094		
N81/XL	8032891630105	8032891635100		

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso per ispezione senza polvere non sterile ■ **Materiale**: nitrile ■ **Forma**: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato ■ Colore: nero ■ Finitura: internamente clorinato; superficie esterna microruvida e dita testurizzate ■ Imballo: 100 pezzi/scatola: 10 scatole/cartone ■ ISO 2859: AQL 1.5 (livello G1) per assenza di fori; AQL 2.5 (livello G1) per maggiori difettosità; AQL 4 (livello G1) per minori difettosità

CONFORMITA' E PRESTAZIONI

Dispositivo Protezione Individuale cat III

0465 ANCI_CIMAC, Via Aguzzafame, 60/b 27029 Vigevano (PV)

Reg UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 TIPO C - EN ISO 374-5:2016 - EN 374-2:2014 - EN 420:2003 + A1 2009

Dispositivo Medico

Reg UE 2017/745- EN 455 1,2,3 & 4

(CND T01020204 GUANTI NON CHIRURGICI IN NITRILE)

Reg CE 1935/2004 - Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

DIMENSIONI				
Cod./Taglia	Lungh. min(mm)	Largh. (±5 mm)		
N81/ S (7)	240	85		
N81/ M (8)	240	95		
N81/ L (9)	240	105		
N81/ XL (10)	240	115		

Spessore mm			Palmo (+/- 0.02)			0.07		
EN 455- 2:2009/A1	Са	rico	di rottura	≥(6 N			
I -		Protezione da nicrorganismi (batteri e funghi)		Protez da vii ISC 16604:		us O		

superata



EN ISO 374-5: 2016

EN ISO 374-1:2016					
Composto chimico:		EN 16523-1:2015 TIPO C		EN 374-4:2013	
Composto chimico.	COD	Livello prestazionale	Tempo di passaggio	% degradazione	
Sodio idrossido 40%	K	6	>480'	-18.0 %	

RISCHI DAI QUALI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:

Codice sostanza chimica	Protezione offerta	
K Idrossido di sodio 40 %	CAS:1310-73-2	Protezione da uso di basi inorganiche

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato anche per usi generici ■ Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato nella tabella di resistenza chimica ■ I risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso AVVERTENZE Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo

Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite
Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

REFLEXX S.p.A. Unipersonale Via Passeri, 2 - 46019 Viadana (MN) | Tel. + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 Capitale Sociale 480.000€ (i.v.) | P. IVA 02085450209 | R.E.A. 223166 | <u>info@reflexx.com</u> www.reflexx.com

